

Vlastnosti SORTIMENTU MODELŮ AKTIVÁTORU LM-Activator™

S aktivátorem LM-Activator™ jsou vertikální i horizontální zarovnání a předozadní korekce prováděny současně bez oddělených fází. Díky velkému výběru modelů můžete vybrat vhodný aparát pro pacienta. Složitost ošetření pro lékaře i pacienta se tím snižuje.

Čtyři základní vlastnosti modelu aktivátoru LM-Activator™ jsou: **NÍZKÝ** a **VYSOKÝ** a **KRÁTKÝ** a **DLOUHÝ**. Aparáty jsou kombinacemi těchto vlastností. Všechny modely jsou k dispozici také pro dvě šířky oblouku: **ÚZKOU** nebo **ŠIROKOU**. K dispozici je také **VYZTUŽENÝ** model s tvrdou vložkou v incizální oblasti. Výběr modelu musí být vždy založen na vyšetření a diagnostice provedené specialistou v ortodoncii nebo pod jeho dohledem. Aparát musí být pacientovi vždy nasazen, aby se zajistilo, že dobře sedí.




KRÁTKÝ

model s kratší molární sekcí pro pacienty, u nichž se druhé moláry ještě neprořezaly.

DLOUHÝ

model s delší molární sekcí pro pacienty, u nichž se druhé moláry již prořezaly.



NÍZKÝ

model se základní tloušťkou aparátu je použitelný v mnoha různých případech.

VYSOKÝ

model s tlustší oblastí premolárů a molárů. Speciálně navržen k ošetření skeletálních a dentoalveolárních případů otevřeného skusu.



Všechny základní modely mají dvě různé šířky oblouku.

ÚZKÝ

Model na úzkou a běžnou šířku zubního oblouku.

ŠIROKÝ

Model na široký zubní oblouk.



Všechny modely jsou k dispozici také s incizální výztuží.

VYZTUŽENÝ

Tento model má v incizální oblasti pevnou výztuž z tvrdšího materiálu a je určen zejména pro případy skeletálního hlubokého skusu. Tento model je vhodný i pro ostatní pacienty, kteří využijí pevný povrch a zvýšenou odolnost.

